


TheraMart



PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cadeira Multifuncional TheraMove

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Silla Multifuncional TheraMove

EN

INSTRUCTION MANUAL

Multifunctional Chair TheraMove

[PT]

Este manual de instruções apresentará precauções e o uso e operação segura desta cadeira.

- Antes de utilizar esta cadeira, leia atentamente este manual de instruções para compreender totalmente os procedimentos operacionais seguros e corretos.
- Os procedimentos operacionais corretos não devem ser apenas explicados à pessoa que utiliza esta cadeira, mas também a equipe de cuidadores deve ser informada.
- Após a leitura, guarde este manual de instruções adequadamente para referência futura.
- Se você tiver alguma dúvida, entre em contato diretamente com a TheraMart.

Versão 01

Data: Fevereiro de 2025

Registro ANVISA: 82692690007

ÍNDICE

1. Visão geral do Manual de Instruções.....	2
2. Âmbito de aplicação.....	2
3. Precauções para uso seguro.....	3
4. Especificações do produto e nomes dos componentes.....	4
5. Características de desempenho.....	6
6. Restrições de uso:.....	7
7. Instruções de instalação.....	7
8. Instruções de uso.....	10
9. Métodos de manutenção e cuidado.....	14
10. Requisitos de manutenção.....	14
11. Lista de embalagem.....	14
12. Condições de transporte e armazenamento do produto.....	15
13. Serviço pós-venda.....	15
14. Informações adicionais.....	17

1. Visão geral do Manual de Instruções

Por favor, leia atentamente o manual do usuário antes de usar o produto. Este manual fornece instruções sobre operação, métodos de montagem e solução de problemas básicos.

Este manual inclui dicas de manutenção da cadeira multifuncional e diretrizes de solução de problemas. Por favor, mantenha-o em um local acessível e consulte-o conforme necessário.

As anotações e ilustrações neste manual podem diferir ligeiramente do seu modelo real, pois continuamente aprimoramos e atualizamos nossos componentes e designs.

Se você não tiver certeza sobre qualquer aspecto da operação, por favor, entre em contato com o seu revendedor para esclarecimentos.

2. Âmbito de aplicação

O dispositivo é projetado para auxiliar na transferência segura e eficiente de pessoas com mobilidade reduzida, como pessoas com deficiência, idosos e pacientes com condições que limitam seus movimentos, entre diferentes superfícies, como cadeiras, camas, sofás ou outros móveis.

Componentes e acessórios:

- Assento ajustável:

Proporciona conforto e adaptação a diferentes alturas de móveis.

- Sistema hidráulico:

Permite elevação e ajuste suaves, reduzindo o esforço do operador.

- Rodas com travas:

Garantem estabilidade durante o uso.

- Cinto de segurança:

Assegura a proteção do usuário durante a transferência.

- Estrutura robusta em aço:

Confere durabilidade e resistência ao equipamento.

3. Precauções para uso seguro



Perceber

- Certifique-se de ler estas "Precauções de uso seguro" cuidadosamente antes de usar para usá-lo corretamente.
- Se você não seguir as instruções nas "Precauções para uso seguro", o produto poderá ser danificado, pessoas poderão se ferir e até mesmo a vida poderá estar em perigo.
- O operador deve compreender as instruções de uso no manual de instruções antes de usar.
- Não permita que crianças menores de 12 anos e pessoas que não entendam o funcionamento operem a cadeira.
- Não use a cadeira sem um cuidador, pois podem ocorrer lesões.

Todos os itens acima são importantes para a segurança, portanto, certifique-se de cumpri-los.

* Depois de ler o manual de instruções, guarde-o onde possa vê-lo sempre.



Aviso

- Antes de usar, ajuste a altura para a posição adequada e certifique-se de que os painéis do assento em ambos os lados estejam nivelados.
- Ao entrar ou sair do veículo de transferência, evite se apoiar na carroceria, pois isso pode causar tombamento.
- Antes de usar o veículo elevador, certifique-se de que a fivela de segurança e o cinto de segurança estejam devidamente travados.
- Os usuários devem garantir que as rodas estejam travadas antes de entrar ou sair do elevador.
- Ao pegar objetos fora do veículo de transferência (à frente, aos lados ou atrás), evite inclinar excessivamente o corpo para não comprometer a estabilidade do veículo e evitar tombamentos.
- Não dobre os joelhos para alcançar itens no chão.
- Durante o ajuste da altura do assento, as rodas dianteiras devem estar travadas. O operador deve controlar a altura acionando a bomba hidráulica com o pé.
- Não utilize a inércia para subir degraus com a empilhadeira, pois isso pode causar acidentes ou danos. Ao subir ou descer escadas, o operador não deve movimentar o usuário junto com a empilhadeira, pois isso representa risco à segurança do usuário.
- O veículo de mudança deve ser utilizado apenas em superfícies planas. Fique atento a buracos e obstáculos para evitar o risco de tombamento.
- Em descidas com inclinação superior a 5 graus, o operador deve conduzir o veículo de mudança em marcha à ré, descendo cuidadosamente. Se descer de frente, o usuário pode inclinar-se para frente e cair.

- Em terrenos inclinados (com inclinação inferior a 10 graus), todas as quatro rodas devem estar travadas para garantir a segurança.
- Os freios das quatro rodas do veículo de mudança devem ser usados apenas para estacionamento. Eles não são projetados para desaceleração ou frenagem durante a condução.
- O operador deve controlar a bomba hidráulica utilizando apenas os pés. Evite pisar no pedal de controle sem suporte adequado, pois isso pode danificar a bomba e comprometer a segurança.


4. Especificações do produto e nomes dos componentes

Modelo/Especificação Parâmetro	TM995(3)/460mm
Comprimento	770±10mm
Largura	590±10mm
Altura	930-1190±10mm
Tamanho da roda dianteira	5 polegadas
Tamanho da roda traseira	3 polegadas
Largura do assento	460±10mm
Profundidade do assento	400±10mm
Altura do assento em relação ao solo	460-720±10mm
Peso líquido	32kg
Capacidade máxima de carga	130kg

Nota: Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas e de aparência neste produto.

Este produto consiste em um suporte, rodízios, pedal, pernas de base, conjunto de bomba hidráulica, estrutura de assento, etc. O material é soldado com tubos de aço de alta resistência. Conforme mostrado na Figura 1.

- 1 - Placa de apoio para os pés
- 2 - Rodas
- 3 - Conjunto da bomba hidráulica
- 4 - Alças
- 5 - Estrutura do assento
- 6 - Balde sanitário
- 7 - Suporte da base do assento
- 8 - Estrutura de suporte



*Os gráficos neste manual são apenas para referência do usuário. Consulte o produto real para uso real.

5. Características de desempenho

- É conveniente para pessoas com dificuldades de mobilidade passarem de cadeiras de rodas para sofás, camas, assentos, etc.
- O design amplo e prático de abertura e fechamento facilita ao operador oferecer suporte ao usuário pela parte inferior, reduzindo o esforço e prevenindo possíveis lesões na região lombar do operador.
- Capacidade de carga: Suporta até 130 kg, adaptando-se a pessoas de diferentes tipos físicos com segurança e estabilidade.
- Altura ajustável: O assento possui ajuste contínuo de altura, tornando-o compatível com móveis e instalações de diversas alturas.
- Sistema de elevação hidráulico: A bomba hidráulica, acionada por controle de pé, permite ajustes suaves e precisos, garantindo elevação horizontal e reduzindo o esforço do operador.
- Rodízios médicos silenciosos: Equipado com rodas silenciosas de alta qualidade e freios de cubo, garantindo estabilidade e confiabilidade durante o uso.
- Segurança reforçada: O design conta com dupla proteção, incluindo

uma fivela de segurança e um corrimão frontal, proporcionando maior segurança para o usuário.

- Conforto: Assento com almofada especial espessa, oferecendo conforto mesmo durante longos períodos de uso. A capa da almofada é removível e lavável, facilitando a higienização.
- Estrutura prática: A base conta com um sistema de liberação rápida, e as pernas são dobráveis, permitindo armazenamento compacto e transporte fácil.


6. Restrições de uso:


A cadeira multifuncional é projetada exclusivamente para uso em ambientes internos, com uma velocidade máxima de operação de ≤ 3 km/h, garantindo segurança e estabilidade durante o manuseio.

7. Instruções de instalação


1. Remova a estrutura principal da cadeira multifuncional e as duas rodas dianteiras direcionais de 5 polegadas. Coloque a estrutura principal em uma superfície plana, alinhe as rodas dianteiras de 5 polegadas com os orifícios de montagem do chassi e encaixe-as completamente. Insira o méson de ferro M12 e a porca de fixação M12, respectivamente, e utilize a ferramenta multiuso M19 correspondente. Após apertar a porca com uma chave inglesa, recoloca a tampa da porca M12. (Conforme ilustrado na Figura 2)

Figura 2







2. Endireite a estrutura principal da cadeira multifuncional. Puxe as duas travas do tipo $\phi 8D$ localizadas na base e, em seguida, ajuste as pernas da base em ambos os lados, movendo-as para baixo até a posição adequada. Reinsira as travas para fixá-las com segurança. Em seguida, levante as alças laterais para a posição de uso. (Conforme ilustrado na Figura 3)



3. Posicione o pedal de controle da bomba hidráulica no orifício designado da bomba hidráulica. Utilize a chave hexagonal M4 fornecida junto com a cadeira multifuncional para apertar firmemente os parafusos sem cabeça M8 na bomba hidráulica. Certifique-se de que os parafusos estejam bem ajustados para evitar qualquer movimento ou oscilação do pedal durante o uso. (Conforme ilustrado na Figura 4)



4. Para instalar a estrutura do assento, posicione a luva giratória da estrutura do assento diretamente acima da luva giratória do tubo da coluna direita do suporte. Alinhe os orifícios cuidadosamente e pressione o interruptor do eixo de liberação rápida para fixar a estrutura do assento direito no lugar, conforme mostrado na Figura 5. Após a instalação, verifique se a estrutura do assento está bem ajustada, sem folgas evidentes, e se gira de forma suave e flexível. A estrutura do assento esquerdo pode ser instalada utilizando o mesmo procedimento.



5. Para utilizar o balde sanitário, primeiro instale a estrutura de suporte metálica nos orifícios de montagem localizados nas duas colunas da base. Certifique-se de que o suporte esteja bem posicionado e firmemente fixado. Em seguida, encaixe o balde sanitário no suporte pela parte traseira, garantindo que esteja devidamente ajustado, conforme mostrado na Figura 6.




Figura 6

★ Se optar por instalar o suporte do soro, pode escolher instalá-lo no lado esquerdo/direito do suporte do assento. Conforme Figura 7




Figura 7

8. Instruções de uso

*Considere o operador para transferir o usuário do assento para a cama

como exemplo. As etapas de operação são explicadas. O método de transferência entre outros móveis e instalações é o mesmo. (O modelo do corpo humano é apenas para referência, use-o para operação real.)

- Deixe o usuário sentar-se ereto e o operador move o veículo de transferência e ajusta a altura da estrutura do assento do veículo de transferência de modo que a estrutura do assento fique ligeiramente mais alta que o plano do assento.
- Após abrir as estruturas do assento em ambos os lados, mova o veículo de transferência diretamente na frente do usuário. Ajuste a posição do veículo de transferência para que o centro de gravidade do usuário fique no centro da estrutura do assento novamente para que a parte inferior da estrutura do assento toque levemente o plano da cadeira. (Figura 8)
- Trave o freio da roda dianteira de 5 polegadas, levante os pés do usuário e coloque-os nos pedais.
- O usuário pode inclinar levemente o corpo para a esquerda e para a direita e, ao mesmo tempo, o operador gira a estrutura lateral correspondente, permitindo ao usuário sentar-se nas estruturas do assento esquerdo e direito do veículo de mudança em sequência. (Figura 9)
- Quando o usuário está totalmente sentado na estrutura do assento, as estruturas esquerda e direita do assento são completamente




Figura 8





Figura 9



fechadas, a trava de segurança trava automaticamente e o operador aperta o cinto de segurança.

- O usuário ajusta-se a uma posição sentada confortável com as mãos apoiadas naturalmente nos apoios de braços.
- O autor verificou a distância entre a superfície inferior da estrutura do assento do carro de transferência e o assento, levantou a estrutura do assento 2 a 3 centímetros, soltou o freio da roda dianteira de 5 polegadas e afastou lentamente o carro de transferência do assento. (Figura 10)
- Empurre a cadeira até a borda da cama, segurando a alça frontal. Verifique a altura da estrutura do assento em relação à borda da cama para garantir que a superfície inferior da estrutura do assento esteja ligeiramente mais alta do que a superfície da cama. Caso seja necessário ajustar a altura, trave os freios das rodas dianteiras antes de realizar o ajuste. (Figura 11)
- Empurre a cadeira completamente para a posição desejada na cama. Trave os freios das rodas dianteiras de 5 polegadas e ajuste novamente a altura da estrutura do assento para que sua superfície inferior toque levemente a superfície da cama. (Figura 12)

Figura 10




Figura 11





Figura 12



- Solte o cinto de segurança e destrave a trava de segurança localizada atrás do encosto. Abra lentamente as estruturas esquerda e direita do assento, permitindo que o usuário desça suavemente as nádegas até a cama. (Figura 13)
- Destrave as rodas dianteiras de 5 polegadas, levante os pés do usuário dos pedais e afaste a cadeira da cama.

Figura 13



Atenção: O controle de pedal da bomba hidráulica deve ser utilizado em conjunto com o Controle de altura.

- Quando o Controle de altura está na posição interna, pressione repetidamente o pedal para controlar a elevação. (Conforme Figura 14)
- Quando o Controle de altura está na posição externa, o pedal permanece pressionado até o final para controlar a descida. (Conforme Figura 15)



Figura 14




Figura 15



Ajuste antecipado da altura da bomba hidráulica, controle por pino.
Esta operação deve ser realizada na ausência de usuários. Não é possível realizar o ajuste quando há uma pessoa utilizando. (Conforme Figura 16)




Figura 16

9. Métodos de manutenção e cuidado

- Evite arranhar ou riscar a superfície do produto com objetos duros para prevenir danos ao material.
- Para a limpeza e manutenção diária, utilize um detergente neutro. Passe um pano úmido na superfície e, em seguida, seque com um pano limpo e seco.
- Não exponha o produto ao contato com substâncias ácidas ou alcalinas fortes para evitar corrosão.

10. Requisitos de manutenção

Periodicidade:

Diária: Verificar a limpeza geral e o funcionamento do sistema hidráulico.

Mensal: Inspeccionar rodas, travas e componentes hidráulicos para detectar sinais de desgaste.

Anual: Revisão completa por técnico especializado, incluindo lubrificação do sistema hidráulico e substituição de peças desgastadas.

Responsável: Usuário para manutenção básica e distribuidor autorizado para revisões técnicas.

Vida útil: O produto tem vida útil normal de 3 anos a partir da data de fabricação.

11. Lista de embalagem

O produto é fornecido contendo os seguintes itens:

- Estrutura principal: Composta por suporte, assento e componentes de movimentação.
- Assento acolchoado: 1 unidade.
- Apoios laterais e encostos: 1 conjunto (esquerdo e direito).
- Rodas dianteiras (com travas): 2 unidades.

- Rodinhas traseiras: 2 unidades.
- Cinto de segurança: 1 unidade.
- Ferramentas e acessórios para montagem: 1 conjunto.
- Manual de instruções: 1 unidade.

12. Condições de transporte e armazenamento do produto

Transporte: Os produtos devem ser manuseados com cuidado durante o transporte e não é permitido arremessar, rolar ou exercer muita pressão.

Armazenar: O produto deve ser colocado em local seco e ventilado, devendo ser evitado em ambientes com altas temperaturas e mudanças bruscas de temperatura. O produto deve ser isolado de itens quimicamente corrosivos, como ácidos e álcalis;

Restrições ambientais de transporte e armazenamento

- Temperatura: -10°C a +55°C
- Umidade Relativa: 25% a 93% (sem condensação)

Requisitos: Local seco, ventilado, protegido de exposição direta ao sol e de agentes corrosivos. Evitar locais com mudanças bruscas de temperatura.

13. Serviço pós-venda

Lista de garantia do produto

Nome da peça		Conteúdo da garantia	Período de garantia
Quadro principal	Componentes soldados, como estrutura de base, estrutura de elevação, estrutura de assento, estrutura de roda,	Dobrar, deformar e quebrar devido a força externa	Sem garantia
		As peças soldadas apresentam falhas ou quebras durante o uso normal.	36 meses
		A superfície do produto apresenta excesso de	12 meses

	etc.	ferrugem e áreas pintadas com spray estão descascando ou formando bolhas.	
Parte de controle eletrônico		Modificação privada, desmontagem, danos, etc.	Sem garantia
		fora de controle	12 meses
		A autonomia de cruzeiro é reduzida em menos de 20% (inclusive)	90 dias
		Abra a água em particular	Sem garantia
		Não é possível cobrar	12 meses
		fusível	Sem garantia
		Intrusão de água, danos provocados pelo homem	Sem garantia
		Use toda a máquina normalmente (exceto fusível)	12 meses

Os reparos devem ser realizados por profissionais treinados.

Política de Garantia

- Cobertura da Garantia:

O quadro principal (estrutura do produto) possui garantia de três anos. Peças consumíveis não cobertas pela garantia: caixa de plástico, almofadas de borracha dos apoios de braço, rodízios, peças decorativas e encostos dos bancos.

- Solicitação de Reparos:

Caso o produto apresente problemas de qualidade dentro de um ano a partir da data de compra, o usuário pode procurar o departamento de serviço pós-venda, escritório ou revendedor autorizado da empresa.

É necessário apresentar a nota fiscal e o cartão de garantia para solicitar reparos, e as peças serão fornecidas a um preço razoável.

Se o usuário não puder fornecer a nota fiscal, o período de garantia será

calculado com base no número do lote ou na data de fabricação, com uma prorrogação de um mês.

- Situações não cobertas pela garantia:

Falhas decorrentes de desmontagem, reparo ou modificações não autorizadas.

Danos causados por quedas acidentais durante o uso ou transporte.

Mau funcionamento devido ao uso inadequado ou à não observância das instruções do manual.

Danos resultantes de desastres naturais imprevistos, como incêndios, terremotos ou inundações.

Observação: Para preservar a garantia, siga rigorosamente as instruções de uso e manutenção descritas no manual do produto.

14. Informações adicionais

Símbolos relacionados aos requisitos de segurança deste produto e seus significados

			
Fique longe da chuva	Frágil, Manuseie com cuidado	Atenção! Por favor leia as instruções	Camada de empilhamento Limite de número

[ES]

Este manual de instrucciones presentará precauciones y el uso y operación segura de esta silla.

- Antes de utilizar esta silla, lea atentamente este manual de instrucciones para comprender completamente los procedimientos operativos seguros y correctos.
- Los procedimientos operativos correctos no solo deben explicarse a la persona que utiliza esta silla, sino que también el equipo de cuidadores debe estar informado.
- Después de la lectura, guarde este manual de instrucciones adecuadamente para futuras referencias.
- Si tiene alguna duda, póngase en contacto directamente con TheraMart.

Versión 01

Fecha: Febrero de 2025

ÍNDICE

1. Visión general del manual de instrucciones.....	19
2. Ámbito de aplicación.....	19
3. Precauciones para un uso seguro.....	20
4. Especificaciones del producto y nombres de los componentes.....	21
5. Características de desempeño.....	22
6. Restricciones de uso.....	23
7. Instrucciones de instalación.....	23
8. Instrucciones de uso.....	27
9. Métodos de mantenimiento y cuidado.....	30
10. Requisitos de mantenimiento.....	31
11. Lista de embalaje.....	31
12. Condiciones de transporte y almacenamiento del producto.....	32
13. Servicio postventa.....	32
14. Información adicional.....	34

1. Visión general del manual de instrucciones

Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto.

Este manual proporciona instrucciones sobre la operación, métodos de montaje y solución de problemas básicos.

También incluye consejos de mantenimiento para la silla multifuncional y directrices para resolver inconvenientes.

Manténgalo en un lugar accesible y consúltelo cuando sea necesario.

Las ilustraciones y notas en este manual pueden diferir ligeramente de su modelo real, ya que constantemente mejoramos y actualizamos nuestros componentes y diseños.

Si tiene dudas sobre cualquier aspecto del funcionamiento, póngase en contacto con su distribuidor para obtener aclaraciones.

2. Ámbito de aplicación

Este dispositivo está diseñado para facilitar la transferencia segura y eficiente de personas con movilidad reducida, como personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes con condiciones que limitan sus movimientos, entre diferentes superficies, como sillas, camas, sofás u otros muebles.

Componentes y accesorios:

- Asiento ajustable: Proporciona comodidad y permite adaptarse a diferentes alturas de muebles.
- Sistema hidráulico: Facilita una elevación y ajuste suaves, reduciendo el esfuerzo del operador.
- Ruedas con frenos: Aseguran estabilidad durante el uso.
- Cinturón de seguridad: Brinda protección al usuario durante la transferencia.
- Estructura robusta de acero: Otorga durabilidad y resistencia al equipo.

3. Precauciones para un uso seguro

Advertencia

- Asegúrese de leer cuidadosamente estas "Precauciones para un uso seguro" antes de utilizar el producto para garantizar su correcto uso.
- Si no sigue las instrucciones en las "Precauciones para un uso seguro", el producto podría dañarse, las personas podrían sufrir lesiones e incluso su vida podría estar en riesgo.
- El operador debe comprender las instrucciones de uso del manual antes de utilizar la silla.
- No permita que niños menores de 12 años ni personas que no comprendan su funcionamiento operen la silla.
- No utilice la silla sin la asistencia de un cuidador, ya que podrían ocurrir accidentes o lesiones.

Todos los puntos mencionados son esenciales para la seguridad, por lo que es fundamental cumplirlos.

* Después de leer el manual de instrucciones, guárdelo en un lugar accesible para futuras consultas.

Aviso

- Antes de usar, ajuste la altura a la posición adecuada y asegúrese de que los paneles del asiento en ambos lados estén nivelados.
- Al entrar o salir del vehículo de transferencia, evite apoyarse en la estructura, ya que esto podría provocar un vuelco.
- Antes de utilizar el elevador, verifique que la hebilla de seguridad y el cinturón de seguridad estén correctamente asegurados.
- Los usuarios deben asegurarse de que las ruedas estén bloqueadas antes de entrar o salir del elevador.
- Al intentar alcanzar objetos fuera del vehículo de transferencia (ya sea al frente, a los lados o detrás), evite inclinar demasiado el cuerpo para no comprometer la estabilidad y evitar caídas.
- No doble las rodillas para recoger objetos del suelo.
- Durante el ajuste de la altura del asiento, las ruedas delanteras

deben estar bloqueadas. El operador debe controlar la altura accionando la bomba hidráulica con el pie.

- No utilice la inercia para subir escalones con la silla, ya que esto puede causar accidentes o daños. Al subir o bajar escaleras, el operador no debe mover al usuario junto con la silla, ya que esto representa un riesgo para su seguridad.
- El vehículo de transferencia debe utilizarse únicamente en superficies planas. Esté atento a baches y obstáculos para evitar el riesgo de volcamiento.
- En pendientes con una inclinación superior a 5 grados, el operador debe conducir el vehículo de transferencia en marcha atrás, descendiendo con precaución. Si se baja de frente, el usuario podría inclinarse hacia adelante y caer.
- En terrenos inclinados (con una inclinación menor a 10 grados), las cuatro ruedas deben estar bloqueadas para garantizar la seguridad.
- Los frenos de las cuatro ruedas del vehículo de transferencia deben utilizarse solo para estacionamiento. No están diseñados para desacelerar o frenar mientras el equipo está en movimiento.
- El operador debe controlar la bomba hidráulica utilizando únicamente los pies. Evite pisar el pedal de control sin el soporte adecuado, ya que esto podría dañar la bomba y comprometer la seguridad.

4. Especificações do produto e nomes dos componentes

Modelo/Especificación	TM995(3)/460mm
Longitud	770±10mm
Ancho	590±10mm
Altura	930-1190±10mm
Tamaño de la rueda delantera	5 pulgadas
Tamaño de la rueda trasera	3 pulgadas
Ancho del asiento	460±10mm
Profundidad del asiento	400±10mm

Altura del asiento desde el suelo	460-720±10mm
Peso neto	32kg
Capacidad máxima de carga	130kg


Nota: Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y de apariencia en este producto.

Este producto está compuesto por un soporte, ruedas, pedal, patas de base, conjunto de bomba hidráulica, estructura del asiento, etc.

El material está soldado con tubos de acero de alta resistencia.

Como se muestra en la Figura 1.

- | |
|---------------------------------------|
| 1 - Plataforma de apoyo para los pies |
| 2 - Ruedas |
| 3 - Conjunto de bomba hidráulica |
| 4 - Asas |
| 5 - Estructura del asiento |
| 6 - Cubeta sanitaria |
| 7 - Soporte de la base del asiento |
| 8 - Estructura de soporte |



*Los gráficos en este manual son sólo para referencia del usuario. Consulte el producto real para su uso.

5. Características de desempeño

- Diseño práctico y de fácil apertura/cierre: Permite al operador brindar soporte al usuario desde la parte inferior, reduciendo el esfuerzo y previniendo lesiones en la zona lumbar.
- Capacidad de carga: Soporta hasta 130 kg, adaptándose de forma segura y estable a personas con diferentes tipos de complexión.
- Altura ajustable: El asiento permite un ajuste de altura continuo, lo que lo hace compatible con muebles y diferentes tipos de

instalaciones.

- Sistema de elevación hidráulico: La bomba hidráulica, controlada con el pie, permite ajustes suaves y precisos, garantizando una elevación horizontal sin esfuerzo adicional para el operador.
- Ruedas médicas silenciosas: Equipadas con frenos de cubo y materiales de alta calidad, brindan estabilidad y confianza durante el uso.
- Seguridad reforzada: Diseño con doble protección, incluyendo una hebilla de seguridad y una barandilla frontal para mayor protección del usuario.
- Máximo confort: Asiento con cojín especial grueso para mayor comodidad, incluso en períodos prolongados de uso. La funda del cojín es removible y lavable, facilitando su limpieza.
- Estructura práctica: La base cuenta con un sistema de liberación rápida y patas plegables, lo que permite un almacenamiento compacto y fácil transporte.

6. Restricciones de uso

La silla multifuncional está diseñada exclusivamente para uso en interiores y debe operarse a una velocidad máxima de ≤ 3 km/h para garantizar seguridad y estabilidad durante su manejo.

7. Instrucciones de instalación

Desempaque los componentes: Retire la estructura principal de la silla multifuncional y las dos ruedas delanteras direccionales de 5 pulgadas.

Coloque la estructura en una superficie plana: Alinee las ruedas delanteras de 5 pulgadas con los orificios de montaje del chasis e insértelas completamente.


Fijación de las ruedas: Introduzca el perno de hierro M12 y la tuerca de fijación M12 en sus posiciones correspondientes.

Ajuste con herramientas: Utilice la herramienta multiuso M19 para apretar la tuerca con una llave inglesa.

Colocación de la tapa de la tuerca: Una vez asegurada la fijación, vuelva a

colocar la tapa de la tuerca M12.
(Según se muestra en la Figura 2 del manual).


Figura 2



Enderece la estructura principal de la silla multifuncional. Tire de los dos seguros tipo $\varnothing 8D$ ubicados en la base y, a continuación, ajuste las patas de la base en ambos lados, deslizándolas hacia abajo hasta la posición adecuada.

Vuelva a insertar los seguros para fijarlas de forma segura.

Luego, levante las asas laterales hasta la posición de uso. (Según se muestra en la Figura 3).



Coloque el pedal de control de la bomba hidráulica en el orificio designado de la bomba hidráulica. Utilice la llave hexagonal M4, incluida con la silla multifuncional, para apretar firmemente los tornillos sin cabeza M8 en la bomba hidráulica.

Asegúrese de que los tornillos estén bien ajustados para evitar cualquier movimiento o inestabilidad del pedal durante el uso. (Según se muestra en la Figura 4).




Figura 4

Para instalar la estructura del asiento: Coloque la pieza giratoria de la estructura del asiento derecho directamente sobre la pieza giratoria del tubo de la columna derecha del soporte. Alinee cuidadosamente los orificios y presione el interruptor del eje de liberación rápida para fijar la estructura del asiento derecho en su lugar. (Según se muestra en la Figura 5). Después de la instalación, verifique que la estructura del asiento esté bien ajustada, sin holguras visibles, y que gire de manera suave y fluida. La estructura del asiento izquierdo puede instalarse utilizando el mismo procedimiento.






Figura 5

Para utilizar el cubo sanitario: Instale primero la estructura de soporte metálica en los orificios de montaje ubicados en las dos columnas de la base.

Asegúrese de que el soporte esté bien posicionado y firmemente fijado. Luego, encaje el cubo sanitario en el soporte por la parte trasera, asegurándose de que esté correctamente ajustado. (Según se muestra en la Figura 6).



★ Si opta por instalar el soporte del suero, puede elegir colocarlo en el lado izquierdo o derecho del soporte del asiento. (Según la Figura 7).



8. Instrucciones de uso

*Como ejemplo, considere la transferencia del usuario desde el asiento hasta la cama. Se explican los pasos de operación. El método de transferencia entre otros muebles e instalaciones es el mismo. (El modelo del cuerpo humano es solo para referencia, utilícelo para la operación real).

- Haga que el usuario se siente erguido y el operador mueva el vehículo de transferencia, ajustando la altura de la estructura del asiento para que esta quede ligeramente más alta que la superficie del asiento.
- Después de abrir las estructuras del asiento en ambos lados, coloque el vehículo de transferencia directamente frente al usuario. Ajuste

su posición de modo que el centro de gravedad del usuario quede alineado con el centro de la estructura del asiento, asegurándose de que la parte inferior de la estructura toque ligeramente la superficie del asiento. (Figura 8)

- Bloquee el freno de la rueda delantera de 5 pulgadas, levante los pies del usuario y colóquelos en los pedales.
- El usuario puede inclinar ligeramente su cuerpo hacia la izquierda y la derecha mientras el operador gira la estructura lateral correspondiente, permitiendo que el usuario se siente en las estructuras del asiento izquierdo y derecho del vehículo de transferencia en secuencia. (Figura 9)
- Una vez que el usuario esté completamente sentado en la estructura del asiento, las estructuras izquierda y derecha deben cerrarse completamente. El seguro de seguridad se bloqueará automáticamente y el operador ajustará el cinturón de seguridad.
- El usuario debe ajustarse a una posición cómoda, apoyando las manos naturalmente en los reposabrazos.
- El operador verificará la distancia entre la superficie inferior de la estructura del asiento del vehículo de transferencia y el asiento, levantará la




Figura 8




Figura 9




Figura 10

estructura 2 a 3 centímetros, soltará el freno de la rueda delantera de 5 pulgadas y alejará lentamente el vehículo de transferencia del asiento. (Figura 10)

- Empuje la silla hasta el borde de la cama sosteniendo el asa frontal. Verifique la altura de la estructura del asiento en relación con el borde de la cama para asegurarse de que la parte inferior de la estructura esté ligeramente más alta que la superficie de la cama. Si es necesario ajustar la altura, bloquee los frenos de las ruedas delanteras antes de hacerlo. (Figura 11)
- Empuje la silla completamente hasta la posición deseada junto a la cama. Bloquee los frenos de las ruedas delanteras de 5 pulgadas y ajuste nuevamente la altura de la estructura del asiento para que su superficie inferior toque ligeramente la cama. (Figura 12)
- Suelte el cinturón de seguridad y desbloquee el seguro ubicado detrás del respaldo. Abra lentamente las estructuras del asiento izquierdo y derecho, permitiendo que el usuario descienda suavemente hasta la cama. (Figura 13)
- Desbloquee las ruedas delanteras de 5 pulgadas, retire los pies del usuario de los pedales y aleje la silla de la cama.




Figura 11




Figura 12




Figura 13



Atención:

El control de pedal de la bomba hidráulica debe utilizarse en conjunto con el Control de altura.

- Cuando el Control de altura está en la posición interna, presione repetidamente el pedal para elevar el asiento. (Según Figura 14)
- Cuando el Control de altura está en la posición externa, mantenga el pedal presionado hasta el final para descender el asiento. (Según Figura 15)




Figura 14




Figura 15



Ajuste anticipado de la altura de la bomba hidráulica, control mediante pasador. Esta operación debe realizarse en ausencia de usuarios. No es posible realizar el ajuste cuando hay una persona utilizando la silla. (Según Figura 16).




Figura 16

9. Métodos de mantenimiento y cuidado

- Evite arañar o rayar la superficie del producto con objetos duros para prevenir daños en el material.
- Para la limpieza y el mantenimiento diario, utilice un detergente neutro. Pase un paño húmedo sobre la superficie y, posteriormente, séquelo con un paño limpio y seco.

- No exponga el producto al contacto con sustancias ácidas o alcalinas fuertes para evitar la corrosión.

10. Requisitos de mantenimiento

Frecuencia:

Diaria: Verificar la limpieza general y el funcionamiento del sistema hidráulico.

Mensual: Inspeccionar las ruedas, los frenos y los componentes hidráulicos para detectar signos de desgaste.

Anual: Revisión completa por un técnico especializado, incluyendo lubricación del sistema hidráulico y reemplazo de piezas desgastadas.

Responsable:

Usuario: Mantenimiento básico.

Distribuidor autorizado: Revisiones técnicas.

Vida útil:

El producto tiene una vida útil estimada de 3 años a partir de la fecha de fabricación.

11. Lista de embalaje

El producto se suministra con los siguientes elementos:

- Estructura principal: Compuesta por soporte, asiento y componentes de movimiento.
- Asiento acolchado: 1 unidad.
- Apoyos laterales y respaldo: 1 conjunto (izquierdo y derecho).
- Ruedas delanteras (con frenos): 2 unidades.
- Ruedas traseras: 2 unidades.
- Cinturón de seguridad: 1 unidad.
- Herramientas y accesorios para montaje: 1 conjunto.
- Manual de instrucciones: 1 unidad.

12. Condiciones de transporte y almacenamiento

Transporte:

Los productos deben manipularse con cuidado durante el transporte. No está permitido arrojarlos, rodarlos ni ejercer demasiada presión sobre ellos.

Almacenamiento:

El producto debe guardarse en un lugar seco y ventilado, evitando ambientes con altas temperaturas y cambios bruscos de temperatura.

Debe mantenerse alejado de sustancias químicamente corrosivas, como ácidos y álcalis.

Restricciones ambientales para transporte y almacenamiento

- Temperatura: -10°C a +55°C
- Humedad relativa: 25% a 93% (sin condensación)

Requisitos: Lugar seco, ventilado, protegido de la exposición directa al sol y de agentes corrosivos. Evitar sitios con cambios bruscos de temperatura.

13. Servicio postventa

Lista de garantía del producto

Nombre de la pieza		Contenido de la garantía	Período de garantía
Estructura principal	Componentes soldados, como la estructura de base, estructura de elevación, estructura del asiento, estructura de	Dobladuras, deformaciones o roturas debido a fuerza externa.	Sin garantía
		Las piezas soldadas presentan fallas o roturas durante el uso normal.	36 meses
		La superficie del producto presenta exceso de óxido y	12 meses

	ruedas, etc.	las áreas pintadas con aerosol están descascaradas o formando burbujas.	
Parte de control electrónico		Modificación no autorizada, desmontaje, daños, etc.	Sin garantía
		Fallo fuera de control.	12 meses
		La autonomía de crucero se reduce en menos del 20% (inclusive).	90 días
		Exposición directa al agua.	Sin garantía
		No es posible cargar.	12 meses
		Fusible.	Sin garantía
		Intrusión de agua, daños causados por el usuario.	Sin garantía
		Uso normal de toda la máquina (excepto el fusible).	12 meses

Los reparos deben ser realizados por profesionales capacitados.

Política de Garantía

- Cobertura de la Garantía:

La estructura principal (estructura del producto) tiene una garantía de tres años. Piezas de consumo no cubiertas por la garantía:

- Caja de plástico - Almohadillas de goma de los reposabrazos - Ruedas - Piezas decorativas - Respaldo de los asientos

- Solicitud de Reparaciones:

Si el producto presenta problemas de calidad dentro del primer año a partir de la fecha de compra, el usuario puede contactar al departamento de servicio postventa, la oficina o un distribuidor autorizado de la empresa.

Para solicitar una reparación, es necesario presentar la factura de

compra y la tarjeta de garantía. Las piezas serán suministradas a un precio razonable.

Si el usuario no puede proporcionar la factura de compra, el período de garantía se calculará en función del número de lote o la fecha de fabricación, con una extensión de un mes.

- Situaciones no cubiertas por la garantía:

Fallos causados por desmontaje, reparación o modificaciones no autorizadas. Daños debido a caídas accidentales durante el uso o transporte. Mal funcionamiento por uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones del manual. Daños derivados de desastres naturales imprevistos, como incendios, terremotos o inundaciones.

Observación: Para mantener la garantía, siga estrictamente las instrucciones de uso y mantenimiento descritas en el manual del producto.

14. Información adicional

Símbolos relacionados con los requisitos de seguridad de este producto y sus significados.

			
Manténgase alejado de la lluvia	Frágil, manipule con cuidado	¡Atención! Por favor, lea las instrucciones	Capas de apilamiento Límite de número

[EN]

This instruction manual will present precautions and the safe use and operation of this chair.

- Before using this chair, carefully read this instruction manual to fully understand the safe and correct operational procedures.
- The correct operational procedures must not only be explained to the person using this chair but also to the caregiver team.
- After reading, store this instruction manual properly for future reference.
- If you have any questions, please contact TheraMart directly.

Version 01

Date: February 2025

ANVISA Registration: 82692690007

INDEX

1. Overview of the Instruction Manual –
2. Scope of Application –
3. Precautions for Safe Use –
4. Product Specifications and Component Names –
5. Performance Features –
6. Usage Restrictions –
7. Installation Instructions –
8. Usage Instructions –
9. Maintenance and Care Methods –
10. Maintenance Requirements –
11. Packaging List –
12. Product Transportation and Storage Conditions –
13. After-Sales Service –
14. Additional Information –

1. Overview of the Instruction Manual

Please read the user manual carefully before using the product.

This manual provides instructions on operation, assembly methods, and basic troubleshooting.

This manual includes maintenance tips for the multifunctional chair and troubleshooting guidelines. Please keep it in an accessible location and refer to it as needed.

The notes and illustrations in this manual may slightly differ from your actual model, as we continuously improve and update our components and designs.

If you are unsure about any aspect of the operation, please contact your dealer for clarification.

2. Scope of Application

The device is designed to assist in the safe and efficient transfer of people with reduced mobility, such as people with disabilities, the elderly, and patients with conditions that limit their movement, between different surfaces such as chairs, beds, sofas, or other furniture.

Components and accessories:

- Adjustable seat:

Provides comfort and adapts to different furniture heights.

- Hydraulic system:

Allows smooth lifting and adjustment, reducing operator effort.

- Wheels with locks:

Ensure stability during use.

- Safety belt:

Ensures user protection during transfer.

- Robust steel frame:

Provides durability and resistance to the equipment.

3. Precautions for Safe Use



Notice

- Make sure to read these “Precautions for Safe Use” carefully before using to use it properly.
- If you do not follow the instructions in the “Precautions for Safe Use,” the product may be damaged, people may be injured, and even life may be at risk.
- The operator must understand the usage instructions in the instruction manual before use.
- Do not allow children under 12 years old or people who do not understand the operation to use the chair.
- Do not use the chair without a caregiver, as injuries may occur.

All the above items are important for safety, so be sure to comply with them.

* After reading the instruction manual, keep it where it is always visible.



Warning

- Before use, adjust the height to the appropriate position and make sure the seat panels on both sides are level.
- When entering or exiting the transfer vehicle, avoid leaning on the frame, as this may cause tipping.
- Before using the lift vehicle, ensure that the safety buckle and seat belt are properly fastened.
- Users must ensure the wheels are locked before entering or exiting the lift.
- When reaching for objects outside the transfer vehicle (in front, to the sides, or behind), avoid excessively leaning your body to avoid compromising the stability of the vehicle and prevent tipping.
- Do not bend your knees to reach items on the floor.
- During seat height adjustment, the front wheels must be locked. The operator must control the height by operating the hydraulic pump with their foot.
- Do not use inertia to climb steps with the forklift, as this may cause accidents or damage. When going up or down stairs, the

operator must not move the user together with the forklift, as this poses a safety risk to the user.

- The transfer vehicle should only be used on flat surfaces. Be aware of holes and obstacles to avoid the risk of tipping.
- On slopes with an inclination greater than 5 degrees, the operator must guide the transfer vehicle in reverse, descending carefully. If descending forward, the user may lean forward and fall.
- On sloped terrain (with an inclination less than 10 degrees), all four wheels must be locked to ensure safety.
- The brakes on all four wheels of the transfer vehicle should only be used for parking. They are not designed for deceleration or braking during movement.
- The operator must control the hydraulic pump using only their feet. Avoid stepping on the control pedal without proper support, as this may damage the pump and compromise safety.



4. Product Specifications and Component Names

Model/Specification Parameter	TM995(3)/460mm
Length	770±10mm
Width	590±10mm
Height	930-1190±10mm
Front wheel size	5 polegadas
Rear wheel size	3 polegadas
Seat width	460±10mm
Seat depth	400±10mm
Seat height from ground	460-720±10mm
Net weight	32kg
Maximum load capacity	130kg

Note:

We reserve the right to make technical and appearance changes to this product.

This product consists of a support, casters, pedal, base legs, hydraulic pump assembly, seat structure, etc. The material is welded with high-strength steel tubes. As shown in Figure 1.



* The diagrams in this manual are for user reference only.
Please refer to the actual product for real use.

5. Performance Features

- It is convenient for people with mobility difficulties to transfer from wheelchairs to sofas, beds, seats, etc.
- The wide and practical design for opening and closing facilitates the operator in providing support to the user from the lower part, reducing effort and preventing possible lower back injuries to the operator.
- Load capacity: Supports up to 130 kg, adapting to people of different body types with safety and stability.
- Adjustable height: The seat features continuous height adjustment, making it compatible with furniture and installations of various heights.

- Hydraulic lift system: The hydraulic pump, operated by foot control, allows smooth and precise adjustments, ensuring horizontal elevation and reducing operator effort.
- Silent medical casters: Equipped with high-quality silent wheels and hub brakes, ensuring stability and reliability during use.
- Reinforced safety: The design includes double protection, including a safety buckle and a front handrail, providing greater security for the user.
- Comfort: Seat with a thick special cushion, offering comfort even during long periods of use. The cushion cover is removable and washable, making cleaning easier.
- Practical structure: The base includes a quick-release system, and the legs are foldable, allowing compact storage and easy transport.


6. Usage Restrictions

The multifunctional chair is designed exclusively for indoor use, with a maximum operating speed of ≤ 3 km/h, ensuring safety and stability during handling.


7. Installation Instructions

1. Remove the main structure of the multifunctional chair and the two 5-inch directional front wheels. Place the main structure on a flat surface, align the 5-inch front wheels with the chassis mounting holes, and insert them completely. Insert the M12 iron axle and the M12 locking nut, respectively, and use the corresponding M19 multifunctional tool. After tightening the nut with a wrench, reattach the M12 nut cap. (As illustrated in Figure 2)

Figure 2




2. Straighten the main structure of the multifunctional chair. Pull the two $\Phi 8D$ -type locking pins located at the base, and then adjust the base legs on both sides by moving them downward to the appropriate position. Reinsert the locking pins to securely fix them. Then, lift the side handles into the usage position. (As illustrated in Figure 3)



3. Position the hydraulic pump control pedal into the designated hole of the hydraulic pump. Use the M4 hex wrench provided with the multifunctional chair to firmly tighten the M8 headless

screws on the hydraulic pump. Ensure that the screws are properly tightened to avoid any movement or oscillation of the pedal during use. (As illustrated in Figure 4)



4. To install the seat frame, position the swivel sleeve of the right seat frame directly above the swivel sleeve of the right column tube of the support. Carefully align the holes and press the quick-release axle switch to fix the right seat frame in place, as shown in Figure 5. After installation, check whether the seat frame is well adjusted, with no visible gaps, and that it rotates smoothly and flexibly. The left seat frame can be installed using the same procedure.




Figure 5

5. To use the sanitary bucket, first install the metal support structure into the mounting holes located on both base columns. Ensure that the support is well positioned and securely fixed. Then, fit the sanitary bucket into the support from the rear side, making sure it is properly adjusted, as shown in Figure 6.





Figure 6

★ If you choose to install the IV pole, you can choose to install it on the left or right side of the seat support, as shown in Figure 7.



8. Instructions for Use

* As an example, consider the operator transferring the user from the seat to the bed. The operational steps are explained. The transfer method between other furniture and installations is the same. (The human body model is for reference only, use the actual product for real operation.)

- Have the user sit upright, and the operator moves the transfer vehicle and adjusts the height of the seat frame of the transfer vehicle so that the seat frame is slightly higher than the seating surface.
- After opening the seat frames on both sides, move the transfer vehicle directly in front of the user. Adjust the position of the transfer vehicle so that the user's center of gravity is aligned with the center of the seat frame, and the lower part of the seat frame lightly touches the surface of the chair. (Figure 8)
- Lock the 5-inch front wheel brakes, lift the user's feet, and place them on the footrests.
- The user may lean slightly to the left and right while the operator rotates the corresponding side frame, allowing the user to sit on the left and right seat frames of the transfer vehicle in sequence. (Figure 9)
- When the user is fully seated on the seat frame, the left and right seat frames are fully closed, the safety lock engages automatically, and the operator fastens the safety belt.




Figure 8








Figure 9


- The user adjusts to a comfortable seated position with hands naturally resting on the armrests.
- The operator checks the distance between the bottom surface of the transfer vehicle seat frame and the chair, raises the seat frame by 2 to 3 centimeters, releases the 5-inch front wheel brake, and slowly pulls the transfer vehicle away from the seat. (Figure 10)
- Push the chair to the edge of the bed, holding the front handle. Check the seat frame height relative to the bed edge to ensure the bottom of the seat frame is slightly higher than the bed surface. If height adjustment is necessary, lock the front wheel brakes before adjusting. (Figure 11)
- Push the chair completely into the desired position on the bed. Lock the 5-inch front wheel brakes and readjust the height of the seat frame so that its bottom surface lightly touches the surface of the bed. (Figure 12)
- Unfasten the safety belt and unlock the safety latch located behind the backrest. Slowly open the left and right seat frames, allowing the user to gently lower the buttocks onto the bed. (Figure 13)
- Unlock the 5-inch front wheels, lift the user's feet from the footrests, and move the chair away from the bed.






Attention: The hydraulic pump pedal control must be used together with the Height Control.

- When the Height Control is in the inner position, repeatedly press the pedal to control lifting. (See Figure 14)
- When the Height Control is in the outer position, press the pedal all the way down to control lowering. (See Figure 15)



Limit control block facing inward

Figure 14



Limit control block facing outward

Figure 15



Advance adjustment of the hydraulic pump height, controlled by pin. This operation must be performed in the absence of users. It is not possible to adjust when a person is using it.

(As shown in Figure 16)




Figure 16

9. Maintenance and Care Methods

- Avoid scratching or scraping the product's surface with hard objects to prevent damage to the material.

- For daily cleaning and maintenance, use a neutral detergent. Wipe the surface with a damp cloth, then dry with a clean, dry cloth.
- Do not expose the product to strong acidic or alkaline substances to avoid corrosion.

10. Maintenance Requirements

Frequency:

Daily: Check general cleanliness and operation of the hydraulic system.

Monthly: Inspect wheels, locks, and hydraulic components for signs of wear.

Annually: Full inspection by a qualified technician, including lubrication of the hydraulic system and replacement of worn parts.

Responsible Party:

Basic maintenance by the user; technical inspections by authorized distributor.

Service life: The product has a normal service life of 3 years from the manufacturing date.

11. Packing List

The product is delivered with the following items:

- **Main structure:** Composed of the support, seat, and movement components.
- **Padded seat:** 1 unit
- **Side supports and backrests:** 1 set (left and right)
- **Front wheels (with locks):** 2 units
- **Rear casters:** 2 units
- **Safety belt:** 1 unit
- **Assembly tools and accessories:** 1 set
- **Instruction manual:** 1 unit

12. Product Transportation and Storage Conditions

Transport: Products must be handled with care during transportation. Throwing, rolling, or applying excessive pressure is not allowed.

Storage:

The product must be placed in a dry and ventilated area. Avoid environments with high temperatures or sudden temperature changes. The product must be kept away from chemically corrosive substances such as acids and alkalis.

Environmental Restrictions for Transport and Storage:

- **Temperature:** -10°C to +55°C
- **Relative Humidity:** 25% to 93% (non-condensing)

Requirements: Dry and ventilated place, protected from direct sunlight and corrosive agents. Avoid locations with abrupt temperature changes.

13. After-Sales Service

Product Warranty List

Part Name		Warranty Coverage	Warranty Period
Main frame	Welded components, such as base structure, lift structure, seat structure, wheel frame, etc.	Bent, deformed, or broken due to external force	No warranty
		Welded parts fail or break during normal use	36 months
		Product surface shows excessive rust or areas painted with spray are peeling or blistering	12 months
Electronic control part		Private modifications, disassembly, damage, etc.	No warranty
		Out of control	12 months
		Cruise range is reduced by	90 days

	less than 20% (inclusive)	
	Opened water part in particular	No warranty
	Fuse cannot be recharged	12 months
	Fuse	No warranty
	Water intrusion or human-caused damage	No warranty
	Normal use of the entire machine (except fuse)	12 months

Repairs must be performed by trained professionals.

Warranty Policy

Warranty Coverage:

The main frame (product structure) has a three-year warranty.

Consumable parts not covered by the warranty: plastic casing, rubber armrest pads, casters, decorative parts, and seat backrests.

Repair Requests:

If the product shows quality issues within one year from the date of purchase, the user may contact the company's after-sales service department, office, or authorized dealer.

An invoice and warranty card must be presented to request repairs, and parts will be provided at a reasonable cost.

If the user cannot provide the invoice, the warranty period will be calculated based on the lot number or manufacturing date, with a one-month extension.

Situations Not Covered by Warranty:

- Failures resulting from unauthorized disassembly, repairs, or modifications.
- Damage caused by accidental drops during use or transportation.

- Malfunction due to improper use or failure to follow the instructions in the manual.
- Damage resulting from unforeseen natural disasters such as fire, earthquakes, or floods.

Note: To preserve warranty coverage, strictly follow the usage and maintenance instructions described in the product manual.

14. Additional Information

Symbols related to this product's safety requirements and their meanings

			
Keep away from rain	Fragile, Handle with care	Caution! Please read the instructions	Stacking layer limit

TheraMart

TheraMart es una marca de
Grupo Thera INC.

Oceania Business Plaza,
43th Floor, Punta Colón St.,
Panamá City, Panamá.

Brasil: Importado e distribuído por:
TheraMart Brasil Ltda.

CNPJ: 45. 784.439/0001-90

Endereço: Rua Brusque, 1078, Térreo Box 02,
Centro, CEP: 88.302-001, Itajaí-SC

SAC: parceiro@theramart.com

Responsável Técnico:

Priscila de Gouveia Zamboni Lins CRF-SC 20958

Informações de contato no Brasil:
parceiro@theramart.com

Información de contacto en el resto de LATAM:
info@theramart.com