


Oxígeno Concentrador: Oxygenate 5

Oxígeno estacionario diseñado
para la experiencia del paciente



PHILIPS

Los concentradores de oxígeno estacionarios permiten a los pacientes gestionar sus necesidades de oxígeno en casa, lo que les brinda una mayor sensación de control sobre su tratamiento y les ofrece más libertad para disfrutar de sus actividades diarias. Sin embargo, estos dispositivos pueden ser ruidosos, lo que dificulta escuchar conversaciones o ver televisión. Además, suelen requerir visitas frecuentes del técnico de servicio debido al mantenimiento rutinario.

Oxygenate 5 ofrece una experiencia mejorada para los pacientes que necesitan oxígeno suplementario.



Proporciona oxígeno suplementario de calidad. Esta oferta es distribuida por Philips Respironics:

- Ofrece una experiencia silenciosa con un nivel de sonido de <40 dBA, que es similar al sonido producido por un refrigerador^{1, 2}
- Motiva a los pacientes a involucrarse más en su terapia gracias a características como una pantalla digital de fácil lectura
- Apoya a los médicos y distribuidores de equipos médicos (DME) en su capacidad para gestionar a los pacientes
- Ayuda a facilitar el mantenimiento con filtros reemplazables por el paciente

1 Centros para el control y la prevención de enfermedades. (s.f.). Pérdida auditiva y cómo prevenirla. Centro Nacional de Salud Ambiental. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/infographic/
2 McKee, G. (2003). Pérdida auditiva en niños: causas y prevención. PubMed Central. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1253729/>

Características del producto Oxygenate 5:

-  Nueve niveles de filtración
-  Medidor de flujo digital diseñado para facilitar la lectura y la configuración de los parámetros
-  Depósito de oxígeno incorporado



Valor agregado y soporte:

-  Se envía con cuatro filtros de entrada de aire primario adicionales y un filtro de aire secundario adicional, que son reemplazables por el usuario y pueden ayudar a reducir las compras de consumibles y el costo operativo
-  Viene con una garantía de tamiz de 10 000 horas y una garantía limitada de 3 años
-  Está respaldado por un servicio al cliente en el que los clientes pueden confiar



Oxygenate 5 ofrece una atención
de calidad pensando en el paciente,

eso es lo que más importa.

PHILIPS

Para obtener más información, visite www.philips.com/oxygenate-5



Disponible en los mercados seleccionados. No disponible para la venta en Estados Unidos.

No todas las características y accesorios están disponibles en todos los mercados.



Concentrador de oxígeno: Oxygenate 5 está fabricado por Jiangsu Jonsung Bio-Medical Science and Technology Co. Ltd., distribuido por Philips North America, LLC © 2025 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. www.philips.com EM mayo de 2025 MCI 4112951 v01 1010 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668