

SKU: TM375

Update date • Fecha de actualización • Data de atualização
02/07/26

Product specifications • Especificações do Produto • Especificaciones del producto

Description • Descrição • Descripción

Wheelchair cushion waterproof
Almofada para cadeira de rodas impermeável
Cojín para silla de ruedas impermeable

Dimensions • Dimensões • Dimensiones

45.72 x 40.64 x 8.89 cm

Weight • Peso • Peso


1.4 Kg

Packaging • Embalagem • Empaque

25 x 15 x 33 cm

Weight Capacity • Peso Soportado • Peso Soportado

113kg



Specifications per lot • Especificações por lote • Especificaciones por lote

Quantity per box • Quantidade por caixa • Cantidad por caja

6 un.

Shipping box size • Tamanho da caixa de remessa • Tamaño de caja de envío

65 x 46 x 50 cm

Gross Weight • Peso Bruto • Peso Bruto

9.8 Kg

Materials • Materiais • Materiales

Foam: PU moulded foam / Cover: 100% PU

Espuma: espuma moldada de PU / Capa: 100% PU

Espuma: espuma moldeada de PU / Cubierta: 100% PU

Care instructions • Instruções de cuidado • Instrucciones de cuidado

Clean the cushion regularly with neutral detergent or alcohol. Heating or steam sterilization is prohibited.

Limpe a almofada regularmente com detergente neutro ou álcool. A esterilização por calor ou vapor é proibida.

Limpie el cojín regularmente con detergente neutro o alcohol. Se prohíbe la esterilización por calor o vapor.