

Mascarilla de repuesto para nebulizador

Niños

C922LA



- Compatible con los siguientes modelos de nebulizador de OMRON
 - ✓ NE-C801
 - ✓ NE-C801KD
 - ✓ NE-C802
 - ✓ NE-C803
 - ✓ NE-U22

CAJA:

Unidad:
Caja máster:
UPC Code:

CANTIDAD:

1 unidad
50 unidades
073796922214

PESO APROXIMADO:

38 g
2.8 kg

DIMENSIONES APROXIMADAS

(ancho x altura x profundidad)

85 mm x 100 mm x 60 mm
520 mm x 194 mm x 320 mm

ESPECIFICACIONES:

Modelo C922LA
Material PVC
Tipo Mascarilla de repuesto para nebulizador (Niños)
Temperatura de operacion/Humedad +10°C a +40°C, 30% a 85% de humedad relativa
Humedad/Presion de aire 700 hPa a 1060 hPa
Temperatura de almacenamiento -20°C a +60°C, 10% a 95% de humedad relativa
Humedad/Presion de aire 700 hPa a 1060 hPa
Peso Aprox. 32 g
Contenido..... Mascarilla para niños C922LA (PVC), y manual de instrucciones

NOTAS: Estas especificaciones están sujetas a cambio.

Las mascarillas deben ser usadas por un solo paciente.

Para utilizarse exclusivamente con modelos de nebulizador de OMRON

www.omronhealthcare.la



Síguenos en:
[Facebook.com/OmronLA](https://www.facebook.com/OmronLA)

OMRON®