

Nebulizador de compresión de pistón

Marca **Apex** modelo **Mini Plus**.

Compresor de aire eléctrico de corriente alterna cuyo medicamento líquido lo convierte en neblina de finas partículas de alta calidad que penetran dentro de los pulmones.

Uso doméstico.

Componentes: Compresor más set de nebulización



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Método de nebulización	Compresor de pistón
- Requerimientos eléctricos	220 V 60 HZ
- Tamaño de las partículas	Menos de 5 micras
- Presión máxima	35 psi
- Presión de funcionamiento	16 psi
- Dimensiones	14cm x 19 cm x 10 cm
- Peso del producto	1,45 kg.
- Garantía	6 meses de garantía defectos de fábrica.