

EQUIPAMIENTO CLÍNICO · CAMAS HOSPITALARIAS

Cama Clínica Eléctrica y Manual (Dual) 4 Posiciones



Cama clínica de diseño moderno, con accionamiento eléctrico y manual, pensada para que el propio paciente pueda operar sus funciones principales de forma autónoma.

Incorpora respaldo y sección de piernas regulables, ajuste de altura y posición de reanimación cardiopulmonar (RCP), además de operación manual de respaldo ante corte de energía o labores de mantención.

Motor eléctrico + manivela manual

Posición CRP / RCP

4 ruedas con freno

FUNCIONES

- Sube y baja la altura de la camilla
- Levanta y reclina el respaldo
- Dobla y estira la sección de piernas
- Combina respaldo y piernas de forma simultánea
- Posición de función CRP para maniobra de reanimación cardiopulmonar
- Respaldo operable en forma manual ante corte de energía o mantención

ESPECIFICACIONES

Inclinación de respaldo	Hasta 85°
Elevación de piernas	Hasta 35°
Altura regulable	45 - 70 cm
Barandas laterales	Aluminio, 6 pilares, retráctiles
Ruedas	Acero blindado, con freno en las 4
Respaldos	Polipropileno alta densidad
Medidas exteriores	215 x 90 cm
Peso equipo	95 kg
Peso admisible	250 kg

DETALLES



Control remoto con función CRP Manivela para operación manual Baranda retráctil de fácil manejo

Rueda blindada con freno individual

INCLUYE

Porta suero de acero inoxidable

GARANTÍA

1 año por falla de fabricación

ARMADO

Sencillo, sin herramientas especiales