



Máscara Nasal (N6)

Para remodelar la imagen de la máscara nasal
cuidado de la familia



Características principales



Cojín bajo la nariz

El innovador cojín bajo la nariz minimiza el contacto con la nariz para que no sea necesario ejercer presión sobre el puente nasal.



Orificio de dispersión circular

El orificio de dispersión circular mantiene el nivel de ruido tan bajo como 18 dB (A) y al mismo tiempo evita molestias a su compañero de cama.



Estructura principal modular

La estructura principal es compatible con todos los tamaños de cojín del embalaje original.




Arnés ajustable en tres puntos

El arnés ajustable se adapta a la mayoría de los tamaños de cabeza. Rango más amplio, mayor inclusión.

Especificaciones técnicas

Curva Presión—Caudal



Presión (cmH ₂ O)	4	8	10	12	16	18	20
Caudal (L/min)	17	25	28	31	37	40	42

Presión de la terapia

4 to 20 cmH₂O.

Resistencia

Caída de presión medida (nominal)
a 50 L/min: 0,4 cmH₂O
a 100 L/min: 1,2 cmH₂O

Sonido

VALORES DECLARADOS DE EMISIÓN DE RUIDO DE DOBLE NÚMERO de acuerdo con la norma ISO 4871. El nivel de potencia sonora ponderado A de la mascarilla es de 26 dBA, con una incertidumbre de 3 dBA. El nivel de presión sonora ponderado A de la mascarilla a una distancia de 1 m es de 18 dBA, con una incertidumbre de 3 dBA.

BMC Medical Co., Ltd.

Habitación 110, Torre A Edificio Fengyu, No.115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, REPÚBLICA POPULAR CHINA

Tel: +86-10-5166 3880 / Fax: +86-10-5166 3880 ext. 810 / www.bmc-medical.com / V1.1 SC-A-202306004

Por favor, contáctenos para más detalles, como los modelos disponibles y el mercado accesible.