

ILUMINA EL RITMO DE LA VIDA CON TECNOLOGÍA

Esfigmomanómetro Electrónico – CONTEC08E

El CONTEC08E es un esfigmomanómetro electrónico con pantalla LED, diseñado con una interfaz simple y medición con un solo botón. Permite medir la presión arterial no invasiva (NIBP) de forma precisa. Los registros pueden revisarse mediante el botón de memoria y el equipo admite anuncio por voz (opcional). Es ampliamente utilizado en hogares, clínicas y centros de examen físico para controles rutinarios.

Rendimiento

- Método de medición: Oscilometría
- Modo de medición: Parte superior del brazo
- Rango de medición: 0 kPa (0 mmHg) – 39,6 kPa (297 mmHg)
- Resolución: 0,133 kPa (1 mmHg)
- Precisión: $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg)
- Rango de pulso (PR): 40 – 240 lpm
- Inflado: Automático mediante bomba
- Desinflado: Automático multietapa
- Pantalla: Pantalla LED de gran tamaño
- Alimentación: 4 pilas AA o adaptador 5V
- Clasificación de seguridad: Clase II, Tipo BF



Características

- Diseño compacto y medición con un solo botón, fácil de operar
- Pantalla con números grandes, clara y fácil de leer
- Soporte para anuncio por voz (opcional)
- Registro automático de cada medición
- Capacidad de almacenamiento de hasta 199 grupos de datos
- Apagado automático para ahorro de energía
- Indicador de presión alta
- Indicador de batería baja y error
- Unidades opcionales: mmHg y kPa

Características físicas

Dimensiones: 128 mm × 100 mm × 72 mm

Entorno de operación: Temperatura +5 °C a +40 °C · Humedad relativa 15 % – 85 % · Presión atmosférica 700 – 1060 hPa

Entorno de almacenamiento: Temperatura –20 °C a +55 °C · Humedad relativa ≤ 95 % · Presión atmosférica 700 – 1060 hPa

Accesorios

- Manguito para adulto
- Manual de usuario

Contec Medical Systems Co., Ltd.

Este documento está destinado a mercados de América Latina.