

Especificaciones del producto


SKU:
TM460

Descripción:
Colchón antiescaras de espuma viscoelástica 80D memory foam + base 40D de alta densidad

Dimensiones del producto:
200 x 85 x 15 cm

Peso del producto:
14.6 kg

Peso Soportado
226 kg



Características

- Prevención de escaras, funda 100% impermeable y lavable
- Soporte óptimo con espuma de alta densidad y memory foam
- Adaptabilidad a cualquier cama reclinable gracias a su diseño ergonómico
- Estabilidad durante la recuperación por su base antideslizante

Especificaciones por lote

Cantidad por caja:
1 unidad

Tamaño de caja de envío:
90 x 25 x 25 cm

Peso Bruto:
15.85 kg

Materiales

Estructura interna:
Capa Superior: 6 cm de espuma viscoelástica de alta densidad (Memory Foam 80D).
Capa inferior/base: 9 cm de espuma de alta densidad (38D).
Cubierta exterior:
Tejido de poliuretano (PU), con cremallera con solapa protectora.