# SCOOTER DE MOVILIDAD

## TEW145 · Ficha técnica



| | |
|---|---|
| **DIMENSIONES** | |
| Altura total | 900 mm |
| Ancho total | 520 mm |
| Profundidad del asiento | 320 mm |
| Ancho del asiento | 380 mm |
| Altura del asiento | 520 mm |
| Altura del respaldo | 330 mm |
| Ancho del respaldo | 370 mm |
| Tamaño plegado | 740 × 500 × 300 mm |
| **CARACTERÍSTICAS** | |
| Tipo de plegado | Plegado manual |
| Estructura | Aluminio |
| Ruedas delanteras | Ruedas de PU de 6 pulgadas |
| Ruedas traseras | Ruedas de PU de 9 pulgadas |
| Material del asiento | PVC + PU |
| Luz delantera | Sí |
| Luz trasera | Sí |
| Bocina | Sí |
| **RENDIMIENTO** | |
| Velocidad | 5 niveles de ajuste |
| Velocidad máxima | 8 km/h |
| Motor | Motor sin escobillas de 250 W |
| Batería | Batería de litio 6.6 Ah × 2 (extraíble) |
| Capacidad de ascenso en pendiente | 9 grados |
| Capacidad para superar obstáculos | 3 cm |
| Autonomía | 20 km |
| Tiempo de carga | 5-8 horas |
| Capacidad de carga | 100 kg |
| **PESO Y EMBALAJE** | |
| Peso neto (NW) | 16 kg |
| Peso bruto (GW) | 20 kg |
| Tamaño del embalaje | 30 × 50 × 74 cm |
| Contenedor 40HQ | 540 unidades |