FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo: OMRON HBF-226 (Balanza de Control Corporal)

1. Especificaciones de Empaque

Concepto	Caja Unidad	Caja Master
Cantidad	1 unidad	10 unidades
Peso aprox.	518 g	5.8 kg
Dimensiones aprox. (ancho x altura x profundidad)	125 mm x 165 mm x 118 mm	623 mm x 208 mm x 276 mm
Código UPC	073796262266	-

2. Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación Detallada
Tipo de producto	Balanza de control corporal (Bioimpedancia)
Medición de Peso corporal	Rango de 2.0 a 150.0 kg con incrementos de 0.1 kg
Porcentaje de grasa corporal	Rango de 5.0 a 60.0 % con incrementos de 0.1 %
Porcentaje de músculo esquelético	Rango de 5.0 a 50.0 % con incrementos de 0.1 %
Índice de Masa Corporal (IMC)	Rango de 7.0 a 90.0 con incrementos de 0.1
Metabolismo basal	Rango de 385 a 3999 kcal con incrementos de 1 kcal
Nivel de grasa visceral	30 niveles con incrementos de 1 nivel
Clasificación de indicadores (Grasa corporal, Músculo, IMC)	- [Bajo] / 0 [Normal] / + [Alto] / ++ [Muy alto] (4 niveles)
Clasificación de grasa visceral	0 [Normal] / + [Alto] / ++ [Muy alto] (3 niveles)
Precisión del peso	2.0 kg a 40.0 kg: ± 0.4 kg 40.0 kg a 150.0 kg: ± 1 %
Periodo de duración	5 años
Clasificación IP	IP21
Fuente de alimentación	4 pilas AAA
Condiciones de funcionamiento	+5 °C a +40 °C, 30 % a 85 % HR (sin condensación), 860 hPa a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento y transporte	-20 °C a +60 °C, 10 % a 95 % HR (sin condensación), 860 hPa a 1060 hPa
Peso del dispositivo	Aproximadamente 1.6 kg (incluyendo las pilas)
Dimensiones externas	285 (ancho) × 28 (alto) × 280 (profundidad) mm aprox.
Contenido del embalaje	1 balanza de control corporal, 4 pilas de manganeso AAA (R03), 1 manual de instrucciones

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.