SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA

CON PLEGADO MANUAL

TEW150 · Ficha técnica



DIMENSIONES	
Dimensiones desplegada (L×A×H)	1020×600×990 mm
Dimensiones plegada (L×A×H)	860×600×380 mm
Asiento (A×P)	455×420 mm
Altura del respaldo	480 mm (ala de mariposa) / 420 mm (estándar)
PESO Y CARGA	
Capacidad de carga	120 kg
Peso neto (sin batería)	25 kg
MOTOR Y FRENADO	
Motor	Motor sin escobillas
Potencia nominal	150 W×2 / 200 W×2
Tensión de entrada	DC 24V
Cantidad de motores	2 unidades
Sistema de frenado	Freno electromagnético con manija desmontable
BATERÍA	
Batería	Batería de litio
Opciones de batería	8Ah (1.79 kg) / 13Ah (2.38 kg) / 20Ah (3.35 kg) / 26Ah (3.47 kg) / 11.4Ah (2.08 kg)
Tensión de salida	DC 24V
RUEDAS	
Rueda delantera giratoria	Ruedas sólidas de TPU de 8 pulgadas
Diámetro de la rueda delantera giratoria	72 mm
Tipo de rueda delantera giratoria	Rueda omnidireccional
Ruedas traseras	Ruedas sólidas de TPU de 9 pulgadas
Diámetro de las ruedas traseras	65 mm
RENDIMIENTO	
Altura máxima de obstáculos	≤25 mm
Autonomía	12 km / 20 km / 30 km / 40 km*

OPCIONES

TEW150 · Ficha técnica

Batería de 13Ah (20 km) / Batería de 11.4Ah (19 km) / Batería de 20Ah (30 km)



Panel de control LCD grande con voz



Panel de control LCD pequeño con voz



Luces delanteras LED



Control remoto Bluetooth



Ala de mariposa 3D



Subida y bajada automática



Reposacabezas

Bolsa de compras, portaparaguas, portamuletas