SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA BIPEDESTADORA

THE159 · Ficha técnica



CARACTERÍSTICAS

1. Desmontaje rápido de la rueda trasera
2. Reposabrazos abatible hacia arriba
3. Bipedestación eléctrica
4. Desplazamiento manual
5. Almohadilla de reposabrazos de PU
6. Empuñadura de espuma
7. Ruedas delanteras y traseras sólidas
8. Motor de 6000 N
9. Batería de litio de 2800 mAh
10. Con carga completa, permite ponerse de pie entre 200 y 300 veces

DIMENSIONES	
Ancho total	66 cm
Altura total	103.5 cm
Longitud total	107.5 cm
Ancho del asiento	42 cm
Altura del asiento	54.5 cm
Profundidad del asiento	45 cm
Diámetro de la rueda trasera	62.5 cm
Diámetro de la rueda delantera	20 cm
CARGA Y EMBALAJE	
Capacidad de carga	100 kg
Tamaño de la caja	110 × 68 × 80 cm
Peso neto (N.W.)	35.37 kg
Peso bruto (G.W.)	37.5 kg